

**NOUVEAU**



Defender Reha CANADA

Aider les Familles à Voyager avec Plaisir  
et en toute Sécurité

Thomashilfen & harmony sont deux entreprises familiales désireuses avec passion de fournir des produits sûrs et confortables. Notre engagement: développer et livrer des produits qui aident les familles à voyager ensemble, avec plaisir et en toute sécurité.

## Nous allons vous faire bouger !

” Le Defender Reha permet de protéger à 360°, contre les impacts, les enfants ayant des besoins spéciaux. Les pelotes appuie-tête, thoraciques et pour parties latérales du siège, combinées avec nos accessoires uniques en leur genre, offrent de nombreuses options de positionnement. Le siège s’adapte à l’enfant qui grandit tout en restant suffisamment étroit pour autoriser la présence d’un second siège de voiture et pour permettre à un autre enfant de s’installer sur le siège arrière. “

Thomashilfen

Le coussin de siège ultra-moelleux à base de textile premium durable et de mousse supplémentaire pour un confort maximal s’enlève pour le laver en machine.



**Pelotes thoraciques**  
Elles permettent une position assise redressée et stable

9-positions, appuie-tête ajustable en hauteur d’un main



**Pelotes appuie-tête**  
Elles tiennent la tête de l’enfant fermement en place

Appuie-tête profond qui soutient la tête de l’enfant, dossier et embase de siège pour une protection à 360° contre les impacts.



Pince du harnais et épaulières incluses.



**Pelote pour parties latérales du siège**  
Elles sont amovibles pour ajuster la largeur du siège et permettre à l’enfant de grandir avec le siège.



Porte-gobelet orientable et facile à installer sur l’accoudoir.

La ceinture sans fil 5 points apporte un soutien additionnel en mode Booster pour les enfants pesant entre 18,1 et 50 kg / 40 et 110 lbs. Petit coussinet de la courroie de la fourche inclus.

Options de positionnement **INCLUSES** 



Réglage central progressif du harnais



Option de **BASE PIVOTANTE** pour faciliter le transport en **MODE SIÈGE D’APPOINT**

# Defender Reha CANADA

La Solution de Siège de Voiture 2-en-1 pour Besoins Spéciaux

## Accessoires & mesures



Embase pivotante avec adaptateur pour repose-pieds



Connecteur SAU (LATCH) et support de stabilisation pour embase pivotante



Repose-pieds, court, avec adaptateur et coussin repose-pieds



Repose-pieds, long avec adaptateur



Coussin d'inclinaison, en bas (+ 10°)



Tablette = surface de jeu et bouclier d'impact supplémentaire



Plot d'abduction



Coussinet de la courroie de la fourche, grand

| Mesures & poids                 | Defender Reha CANADA                       |
|---------------------------------|--|
| Profondeur du siège             | 33 cm / 13.5"                              |
| Largeur du siège*               | 21,5 - 30,5 cm / 8.5 - 12"                 |
| Siège à la tête**               | 60 - 78 cm / 23.5 - 30.5"                  |
| Hauteur d'épaules (enfant)***   | 25 - 49,5 cm / 10 - 19.5"                  |
| Longueur des jambes             | (18 cm ***) 28 - 43 cm / (7" ***) 11 - 17" |
| Dimensions globales (l x h x p) | 46,3 x 67,3 x 50,8 cm / 18.25 x 26.5 x 20" |
| Poids du siège                  | 10 kg / 22 lb                              |

### MODE HARNAIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Poids de l'enfant   | 10 - 29,5 kg / 22 - 65 lb  |
| Hauteur de l'enfant | 68,6 - 144,8 cm / 27 - 57" |

### MODE SIÈGE D'APPOINT

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Poids de l'enfant   | 18,1 - 50 kg / 40 - 110 lb |
| Hauteur de l'enfant | 86,4 - 144,8 cm / 34 - 57" |

- \* Pour atteindre la largeur maximale du siège enlevez les garnitures supplémentaires de guide de hanche de la garniture additionnelle de siège
- \*\* Pour atteindre la hauteur maximale du dos et la hauteur des épaules, enlevez le coussin de siège supplémentaire et la garniture en mousse sous le siège.
- \*\*\* Pour atteindre la longueur minimale des jambes, vous devez utiliser la garniture de repose-pieds 834

| Produit & accessoires   | Code de l'article |
|---|-------------------|
| <b>Defender Reha CANADA 2-en-1 Siège d'auto</b>                 | <b>888</b>        |
| <b>Defender Reha CANADA Siège D'APPOINT</b>                     | <b>887</b>        |
| <i>(Poids de l'enfant 18,1 – 50 kg / 40 – 110 lbs)***</i>       |                   |
| Embase pivotante avec adaptateur pour repose-pied               | 820               |
| Connecteur SAU (LATCH) (pour embase pivotante)                  | 819               |
| Support de stabilisation (pour embase pivotante)                | 818               |
| Repose-pieds, court (profondeur 12 cm / 4.7") (angle réglable)* | 806               |
| Coussin repose-pieds (hauteur 10 cm / 4") – (pour 806)          | 834               |
| Repose-pieds, long (profondeur 8 cm / 7.1")* (angle réglable)*  | 805               |
| Adaptateur pour repose-pieds + plaque de base*                  | 821               |
| Coussin d'inclinaison, en bas (+ 10°), noir                     | 810               |
| Tablette, noire   | 831               |
| Coussinet de la courroie de la fourche, grand, noir**           | 832               |
| Plot d'abduction, noir  | 833               |

- \* Vous devez utiliser un adaptateur de repose-pieds pour installer un repose-pieds (805/806).
- \*\* Nous recommandons d'utiliser un coussinet de la courroie de la fourche plus grand uniquement en mode siège d'appoint.
- \*\*\* Siège d'appoint sans SAU et attache du haut

Defender Reha **ET** tous les accessoires  
surpassent les normes canadiennes CMVSS 213  
et US-américaines FMVSS 213

