



Defender Reha CANADA

Aider les Familles à Voyager avec Plaisir
et en toute Sécurité

Thomashilfen est une entreprise familiale de la 3^{ème} génération passionnée par la fourniture de produits sûrs et confortables pour les besoins spéciaux. Nous nous engageons à développer et à fournir des produits qui aident les familles et leurs enfants à améliorer leur qualité de vie.

Laissez-nous vous **déplacer** !

” Le Defender Reha permet de protéger à 360°, contre les impacts, les enfants ayant des besoins spéciaux. Les pelotes appuie-tête, thoraciques et pour parties latérales du siège, combinées avec nos accessoires uniques en leur genre, offrent de nombreuses options de positionnement. Le siège s’adapte à l’enfant qui grandit tout en restant suffisamment étroit pour autoriser la présence d’un second siège de voiture et pour permettre à un autre enfant de s’installer sur le siège arrière. “

Thomashilfen

Le coussin de siège ultra-moelleux à base de textile premium durable et de mousse supplémentaire pour un confort maximal s’enlève pour le laver en machine.



Pelotes appuie-tête
Elles tiennent la tête de l’enfant fermement en place

Appuie-tête profond qui soutient la tête de l’enfant, dossier et embase de siège pour une protection à 360° contre les impacts.

Pelotes thoraciques
Elles permettent une position assise redressée et stable



Pince du harnais et épaulettes incluses.



Pelote pour parties latérales du siège
Elles sont amovibles pour ajuster la largeur du siège et permettre à l’enfant de grandir avec le siège.



Porte-gobelet orientable et facile à installer sur l’accoudoir.

La ceinture sans fil 5 points apporte un soutien additionnel en mode Booster pour les enfants pesant entre 18,1 et 50 kg / 40 et 110 lbs. Petit coussinet de la courroie de la fourche inclus.

Options de positionnement **INCLUSES** 



Réglage central progressif du harnais



Option de **BASE PIVOTANTE** pour faciliter le transport en **MODE SIÈGE D’APPOINT**

Defender Reha CANADA

La Solution de Siège de Voiture 2-en-1 pour Besoins Spéciaux

Accessoires & mesures



Embase pivotante avec adaptateur pour repose-pieds



Connecteur SAU (LATCH) et support de stabilisation pour embase pivotante



Repose-pieds, court, avec adaptateur et coussin repose-pieds



Repose-pieds, long avec adaptateur



Coussin d'inclinaison, en bas (+ 10°)



Tablette = surface de jeu et bouclier d'impact supplémentaire



Plot d'abduction



Coussinet de la courroie de la fourche, grand

Mesures & poids	Defender Reha CANADA
Profondeur du siège	33 cm / 13.5"
Largeur du siège*	21,5 - 30,5 cm / 8.5 - 12"
Siège à la tête**	60 - 78 cm / 23.5 - 30.5"
Hauteur d'épaules (enfant)***	25 - 49,5 cm / 10 - 19.5"
Longueur des jambes	(18 cm ***) 28 - 43 cm / (7" ***) 11 - 17"
Dimensions globales (l x h x p)	46,3 x 67,3 x 50,8 cm / 18.25 x 26.5 x 20"
Poids du siège	10 kg / 22 lb

MODE HARNAIS

Poids de l'enfant	10 - 29,5 kg / 22 - 65 lb
Hauteur de l'enfant	68,6 - 144,8 cm / 27 - 57"

MODE SIÈGE D'APPOINT

Poids de l'enfant	18,1 - 50 kg / 40 - 110 lb
Hauteur de l'enfant	86,4 - 144,8 cm / 34 - 57"

- * Pour atteindre la largeur maximale du siège enlevez les garnitures supplémentaires de guide de hanche de la garniture additionnelle de siège
- ** Pour atteindre la hauteur maximale du dos et la hauteur des épaules, enlevez le coussin de siège supplémentaire et la garniture en mousse sous le siège.
- *** Pour atteindre la longueur minimale des jambes, vous devez utiliser la garniture de repose-pieds 834

Produit & accessoires	Code de l'article
Defender Reha CANADA 2-en-1 Siège d'auto	888
Defender Reha CANADA Siège D'APPOINT	887
<i>(Poids de l'enfant 18,1 – 50 kg / 40 – 110 lbs)***</i>	
Embase pivotante avec adaptateur pour repose-pied	820
Connecteur SAU (LATCH) (pour embase pivotante)	819
Support de stabilisation (pour embase pivotante)	818
Repose-pieds, court (profondeur 12 cm / 4.7") (angle réglable)*	806
Coussin repose-pieds (hauteur 10 cm / 4") – (pour 806)	834
Repose-pieds, long (profondeur 8 cm / 7.1")* (angle réglable)*	805
Adaptateur pour repose-pieds + plaque de base*	821
Coussin d'inclinaison, en bas (+ 10°), noir	810
Tablette, noire	831
Coussinet de la courroie de la fourche, grand, noir**	832
Plot d'abduction, noir	833

- * Vous devez utiliser un adaptateur de repose-pieds pour installer un repose-pieds (805/806).
- ** Nous recommandons d'utiliser un coussinet de la courroie de la fourche plus grand uniquement en mode siège d'appoint.
- *** Siège d'appoint sans SAU et attache du haut

Defender Reha **ET** tous les accessoires surpassent les normes canadiennes CMVSS 213 et US-américaines FMVSS 213

