



# Defender Reha CANADA

Aider les Familles à Voyager avec Plaisir  
et en toute Sécurité

Thomashilfen est une entreprise familiale de la 3<sup>ème</sup> génération passionnée par la fourniture de produits sûrs et confortables pour les besoins spéciaux. Nous nous engageons à développer et à fournir des produits qui aident les familles et leurs enfants à améliorer leur qualité de vie.

## Laissez-nous vous **déplacer** !

” Le Defender Reha permet de protéger à 360°, contre les impacts, les enfants ayant des besoins spéciaux. Les pelotes appuie-tête, thoraciques et pour parties latérales du siège, combinées avec nos accessoires uniques en leur genre, offrent de nombreuses options de positionnement. Le siège s’adapte à l’enfant qui grandit tout en restant suffisamment étroit pour autoriser la présence d’un second siège de voiture et pour permettre à un autre enfant de s’installer sur le siège arrière. “

Thomashilfen

Le coussin de siège ultra-moelleux à base de textile premium durable et de mousse supplémentaire pour un confort maximal s’enlève pour le laver en machine.



**Pelotes appuie-tête**  
Elles tiennent la tête de l’enfant fermement en place

Appuie-tête profond qui soutient la tête de l’enfant, dossier et embase de siège pour une protection à 360° contre les impacts.



Pince du harnais et épaulettes incluses.

**Pelotes thoraciques**  
Elles permettent une position assise redressée et stable



**Pelote pour parties latérales du siège**  
Elles sont amovibles pour ajuster la largeur du siège et permettre à l’enfant de grandir avec le siège.



Porte-gobelet orientable et facile à installer sur l’accoudoir.

La ceinture sans fil 5 points apporte un soutien additionnel en mode Booster pour les enfants pesant entre 18,1 et 50 kg / 40 et 110 lbs. Petit coussinet de la courroie de la fourche inclus.



Option de **BASE PIVOTANTE** pour faciliter le transport en **MODE SIÈGE D’APPOINT**

Options de positionnement **INCLUSES** 



Réglage central progressif du harnais

# Defender Reha CANADA

La Solution de Siège de Voiture 2-en-1 pour Besoins Spéciaux

## Accessoires & mesures



Embase pivotante avec adaptateur pour repose-pieds



Connecteur SAU (LATCH) et support de stabilisation pour embase pivotante



Repose-pieds, court, avec adaptateur et coussin repose-pieds



Repose-pieds, long avec adaptateur



Coussin d'inclinaison, en bas (+ 10°)



Tablette = surface de jeu et bouclier d'impact supplémentaire



Plot d'abduction



Coussinet de la courroie de la fourche, grand

Mesures & poids	Defender Reha CANADA
Profondeur du siège	33 cm / 13.5"
Largeur du siège*	21,5 - 30,5 cm / 8.5 - 12"
Siège à la tête**	60 - 78 cm / 23.5 - 30.5"
Hauteur d'épaules (enfant)***	25 - 49,5 cm / 10 - 19.5"
Longueur des jambes	(18 cm ***) 28 - 43 cm / (7" ***) 11 - 17"
Dimensions globales (l x h x p)	46,3 x 67,3 x 50,8 cm / 18.25 x 26.5 x 20"
Poids du siège	10 kg / 22 lb

### MODE HARNAIS

Poids de l'enfant	10 - 29,5 kg / 22 - 65 lb
Hauteur de l'enfant	68,6 - 144,8 cm / 27 - 57"

### MODE SIÈGE D'APPOINT

Poids de l'enfant	18,1 - 50 kg / 40 - 110 lb
Hauteur de l'enfant	86,4 - 144,8 cm / 34 - 57"

- \* Pour atteindre la largeur maximale du siège enlevez les garnitures supplémentaires de guide de hanche de la garniture additionnelle de siège
- \*\* Pour atteindre la hauteur maximale du dos et la hauteur des épaules, enlevez le coussin de siège supplémentaire et la garniture en mousse sous le siège.
- \*\*\* Pour atteindre la longueur minimale des jambes, vous devez utiliser la garniture de repose-pieds 834

Produit & accessoires	Code de l'article
<b>Defender Reha CANADA 2-en-1 Siège d'auto</b>	<b>888</b>
<b>Defender Reha CANADA Siège D'APPOINT</b>	<b>887</b>
<i>(Poids de l'enfant 18,1 - 50 kg / 40 - 110 lbs)***</i>	
Embase pivotante avec adaptateur pour repose-pied	820
Connecteur SAU (LATCH) (pour embase pivotante)	819
Support de stabilisation (pour embase pivotante)	818
Repose-pieds, court (profondeur 12 cm / 4.7") (angle réglable)*	806
Coussin repose-pieds (hauteur 10 cm / 4") - (pour 806)	834
Repose-pieds, long (profondeur 8 cm / 7.1")* (angle réglable)*	805
Adaptateur pour repose-pieds + plaque de base*	821
Coussin d'inclinaison, en bas (+ 10°), noir	810
Tablette, noire	831
Coussinet de la courroie de la fourche, grand, noir**	832
Plot d'abduction, noir	833

- \* Vous devez utiliser un adaptateur de repose-pieds pour installer un repose-pieds (805/806).
- \*\* Nous recommandons d'utiliser un coussinet de la courroie de la fourche plus grand uniquement en mode siège d'appoint.
- \*\*\* Siège d'appoint sans SAU et attache du haut

Defender Reha **ET** tous les accessoires  
surpassent les normes canadiennes CMVSS 213  
et US-américaines FMVSS 213

