

Swiftly · Swiftly 2

DE

Kopfpolster

Montageanleitung – Zubehör

GB

Head pillow

Assembly instructions – Accessory

FR

Repose-tête

Notice de montage – Accessoires

ES

Almohadilla reposacabezas

Instrucciones de montaje – Accesorios

PT

Almofada para a cabeça

Instruções de montagem – Acessórios

IT

Poggiatesta imbottito

Istruzioni di montaggio – Accessori

NL

Hoofdkussen

Montage handleiding – Accessoires

NO

Hodepute

Monteringsanvisning – Tilbehør

SE

Huvudskydd

Monteringsanvisning – Tillbehör

DK

Hovedpolster

Montage-vejledning – Tilbehør

FI

Päätyyny

Asennusohje – Lisätarvike

PL

Wyściółka pod głowę

Instrukcja montażu – Osprzęt

HR

Jastuk za glavu

Uputa za montažu – Pribora



Swifty



Swifty 2

DE	Swifty: Kopfpolster	Art.-Nr.: 6824
	Swifty 2: Kopfpolster	Art.-Nr.: 6837

Das Kopfpolster in der gewünschten Höhe positionieren. Die beiden Klettbänder um den Rücken herum führen und zusammen kletten.

GB	Swifty: Head pillow	Item code: 6824
	Swifty 2: Head pillow	Item code: 6837

Place the head pillow at desired height. Guide both hook and loop straps around the back and fasten them.

FR	Swifty: Repose-tête	N° d'art. : 6824
	Swifty 2: Repose-tête	N° d'art. : 6837

Positionner l'appuie-tête à la hauteur souhaitée. Faire passer les deux bandes fixation auto-agrippante autour du dos et les fixer.

ES	Swifty: Almohadilla reposacabezas	N° de Art.: 6824
	Swifty 2: Almohadilla reposacabezas	N° de Art.: 6837

Posicionar el acolchado de cabeza a la altura deseada. Llevar las dos cintas de gancho y bucle alrededor del respaldo y fijarlas entre sí

Ⓟ

Swifty: Almofada para a cabeça
Swifty 2: Almofada para a cabeça

N.º Art.: 6824
N.º Art.: 6837

Posicionar o apoio para a cabeça à altura desejada. Passar as duas fitas de fecho aderente em torno das costas e uni-las.

Ⓟ

Swifty: Poggiatesta imbottito
Swifty 2: Poggiatesta imbottito

Art. nr.: 6824
Art. nr.: 6837

Posizionare il poggiatesta all'altezza desiderata. Condurre i due nastri con chiusura a strappo attorno allo schienale e chiuderli insieme.

Ⓟ

Swifty: Hoofdkussen
Swifty 2: Hoofdkussen

Art.nr.: 6824
Art.nr.: 6837

Positioneer het hoofdkussen op de gewenste hoogte. Leid de beide klitbanden om de rugplaat en klit ze aan elkaar.

Ⓟ

Swifty: Hodepute
Swifty 2: Hodepute

Art.-nr.: 6824
Art.-nr.: 6837

Plasser hodepute i ønsket posisjon. Før de to borrelåsbåndene rundt ryggen og fest dem sammen.

Ⓟ

Swifty: Huvudskydd
Swifty 2: Huvudskydd

Art nr: 6824
Art nr: 6837

Positionera huvudstödet i önskad höjd. För de båda kardborrebanden runt ryggen och förslut dem.

Ⓟ

Swifty: Hovedpolster
Swifty 2: Hovedpolster

Art.-Nr.: 6824
Art.-Nr.: 6837

Placer hovedpolstringen i den ønskede højde. Før de to burrebånd rundt om ryggen og tryk dem sammen.

Ⓟ

Swifty: Päätynny
Swifty 2: Päätynny

Tuotenro.: 6824
Tuotenro.: 6837

Päätynny asetetaan päälle miellyttävälle korkeudelle. Tarrakiinnitys selkänojan ympäri.

PL

Swiftly: Wyściółka pod głowę
Swiftly 2: Wyściółka pod głowę

nr katalogowy: 6824
nr katalogowy: 6837

Ustawić wyściółkę pod głowę na żądanej wysokości. Obie tasiemki z rzepami poprowadzić wokół pleców i złączyć ze sobą na rzepy.

HR

Swiftly: Jastuk za glavu
Swiftly 2: Jastuk za glavu

Art.-Nr.: 6824
Art.-Nr.: 6837

Namjestite željenu visinu jastuka za glavu. Oba čičak zatvarača provucite oko leđa te ih spojite.



Thomashilfen