

ThevoTwist · ThevoTherapy · tRide

EASyS · EASyS Modular

DE

Wadenband

Montageanleitung – Zubehör

GB

Calf Strap

Assembly instructions – Accessory

FR

Sangle de mollet

Notice de montage – Accessoires

ES

Tira para las piernas

Instrucciones de montaje – Accesorios

PT

Tira de apoio para pernas

Instruções de montagem – Acessórios

IT

Appoggia polpacci

Istruzioni di montaggio – Accessori

NL

Kuitband

Montage handleiding – Accessoires

NO

Leggbånd

Monteringsanvisning – Tilbehør

SE

Vadbälte

Monteringsanvisning – Tillbehör

DK

Lægbånd

Montage-vejledning – Tilbehør

FI

Pohjehihna

Asennusohje – Lisätarvike

PL

Wstega na lydki

Instrukcja montażu – Osprzęt

HR

Traka za list

Uputa za montažu – Pribora



(DE)

Wadenband

Art.-Nr.: 6635

Das Wadenband in der gewünschten Höhe mit Hilfe der Kunststoff-Clips an den Fußstützenrohren befestigen.

(GB)

Calf strap

Item code: 6635

Attach the calf strap with the plastic clips to the footrest tubes at desired height.

(FR)

Sangle de mollet

N° d'art. : 6635

Fixer la sangle de mollet, à la hauteur souhaitée, à l'aide des clips en caoutchouc, sur les tubes des appuie-pieds.

(ES)

Tira para las piernas

N° de Art.: 6635

Sujete la tira para las piernas con los botones de presión de plástico a la altura deseada de los tubos del reposapiés.

(PT)

Tira de apoio para pernas

Art.-N.º: 6635

Prender a tira de apoio para as pernas à altura desejada nos tubos do apoio para os pés com os botões de pressão de plástico.

IT

Appoggia polpacci

Art. nr.: 6635

Fissare l'appoggia polpacci sui tubi del poggiapiedi all'altezza desiderata utilizzando le clip in plastica.

NL

Kuitband

Art.nr.: 6635

Bevestig het kuitband op de gewenste hoogte met behulp van de kunststofclips aan de buizen van de voetsteun.

NO

Leggbånd

Art.-nr.: 6635

Leggbåndet festes i ønsket høyde på fotstøtterørene ved hjelp av plastklipsene.

SE

Vadbälte

Art.-nr: 6635

Fäst vadbältet på önskad höjd med hjälp av plastklipsen på fotstödsrören.

DK

Lægbånd

Art.-Nr.: 6635

Lægbåndet anbringes i den ønskede højde på fodstøtterøerne ved hjælp af plastiklemmerne.

FI

Pohjehihna

Tuote-nro.: 6635

Pohjehihna kiinnitetään jalkalevyn putkeen halutulle korkeudelle muoviklipsiä apuna käyttäen.

PL

Wstęga na łydki

Nr katalogowy: 6635

Wstęgę na łydki przymocować na żądanej wysokości za pomocą plastikowego klipsa do rur podpórki na nogi.

HR

Traka za list

Kat. br.: 6635

Pričvrstite traku za list na željenoj visini plastičnim kopčama na potporne cijevi za noge.



Mitglied in der Internationalen
Fördergemeinschaft für Kinder-
und Jugendrehabilitation e.V.



Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstr. 1 · D - 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0)4761 / 8860 · Fax: +49 (0)4761 / 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com